

Doppel- schürze

Mmedical
index
x-ray + diagnostics

Schutzkleidung soll dort Schutz bieten, wo es besonders wichtig ist. Vor allem muss der Oberkörperbereich vorne einschliesslich Brustbein und Schlüsselbein abgedeckt sein (Ausschnitt am Hals ggf. mit zusätzlichem Schilddrüsenchutz abdecken). Auch im Bereich des Schultergelenks bis zum Ansatz des Oberarmknochens (Schulterreck) befindet sich rotes Knochenmark, das geschützt werden soll.



Double Sided Apron

Protection Garments shall give protection where it is important. Specially the upper front part of the body including the breastbone and collarbone must be covered (In case the thyroid with an additional thyroid collar). Also around the area of the shoulder joint up to the start of the upper arm bone you have bone marrow which should be protected.



Durch eine Überlappung von zwei 0,25 mmPb Frontteile (oder 2x 0,175 mmPb) wird eine 0,50 mmPb (0,35 mmPb) Abdeckung des gesamten Oberkörpers bis zum Knie erreicht.

Ein bequemer Gürtel mit Schnappverschluss zur Entlastung des Rückens und weiche Schulterpolster für ein bequemes Tragen sind bereits dabei.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen einen elastischen breiten Gürtel zur Unterstützung des Rückens an.

*Bleigleichwert Vorderteil: 2x 0,25 mm Pb = 0,50 mm Pb,
oder 2x 0,175 mmPb = 0,35 mmPb*

Bleigleichwert Rückenteil: 0,25 mm Pb oder 0,35 mmPb

Material: lightweight Bleivinyl oder 30% leichter durch bleifreies Material.

Aussenhülle: PVC und PU-beschichteter und imprägnierter Nylontaft mit Polyester- Band eingefasst.

Grössen: Längen: 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm, 130 cm

Hüftumfang: 107 cm, 117 cm, 127 cm, Sondergrössen auf Anfrage

*Verschlussarten: Polyamid-Klettverschluss mit Neoprenbeschichtung
Innenseite und Schnappverschluss Aussenseite*

Through overlapping of two 0,25 mmPb front parts (or 2x 0,175 mmPb) you reach a 0,50 mmPb (0,35 mmPb) covering of the whole upper body part down to below the knees.

A comfortable belt with snap lock for lower load at the back and soft shoulder pads are coming along with the apron.

If you need a stronger support you can choose our 10cm width elastic belt (optional).

*Lead equivalent: Front: 2x 0,25 mm Pb = 0,50 mm Pb,
or 2x 0,175 mmPb = 0,35 mmPb*

Backpart: 0,25 mm Pb or 0,35 mmPb

Material: light weight lead vinyl or 30% lighter non lead material.

Cover material: Tissue taffeta with polyurethane coating and silicone or fluorocarbon Impregnation , PVC or PU material.

Size: Length: 90cm, 100cm, 110cm, 120cm, 130cm

At the hip: 107cm, 117cm, 127cm, Special size on request

Closures: fastening systems polyamid composition coated with Neopren, snap lock at the inner part.



*Neu: Doppelschürze ohne Klettverschluss
New: Double sided Apron without Velcro
fastening system*